

## Baby-Hüllen Halterung



Damit sich während der Untersuchung von Babys und Kleinstkindern keine zusätzlichen Personen im direkten Strahlungsbereich aufhalten müssen haben wir dafür eine neue Halterung entwickelt.

Diese Baby-Hüllen Halterungen können wir ganz individuell nach Ihren Wünschen oder den Vorgaben Ihres Auftraggebers oder des Bauvorhabens für Sie fertigen.

## Baby-Hüllen Halterung



Eine Baby-Hüllen Halterung dient dazu Säuglinge und Kleinstkinder während der Röntgenaufnahme in der gewünschten Position zu halten. Die Baby-Hülle wird am Haken angebracht.

Die Rollen können um 360°gedreht und mit vier Feststellbremsen festgestellt werden.


Das Produkt wird werkseitig montiert und auf einer Palette geliefert.  
Auf Wunsch kann es alternativ zerlegt geliefert werden.



## Baby-Hüllen Halterung

Vorderansicht:

Seitenansicht:



Die Abmessungen entsprechen den Bildern auf der vorherigen Seite.  
Wir erstellen eine entsprechend bemaßte Zeichnung für ihre Baby-Hüllen Halterung.